



Forhandler:

MEDI PLAST

Mediplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com



Produktdatablad

Tør steril børste til kirurgisk håndvask

Referencenr.

BRUSH1

Beskrivelse

Børste med neglerenser

Éngangs brug

Steril (EO)

Hovedmaterialer

Polypropylen / neglerenser

Polyetylen / bløde børster

Polyuretan / svamp

Opbevaring

Må ikke opbevares tæt på varmekilder

Pakning

40 stk / dispenser box

400 stk / transportkarton

Plastpakning (FFS)

Dispenserbox karton

Producent

Medline International France SAS 5 rue Charles Lindbergh

44110 Châteaubriant, France

EN ISO 13485 and ISO 9001

Regler

Dette produkt er ikke medicinsk udstyr.



Latex free



© 2017 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

TDS-BRUSH1-EN01

01.01.INT.12