

EN-PATIENT MANOMETER - FARVEKODET

Et manometer bør altid bruges ved manuel ventilation for at sikre, at et passende tryk anvendes. Mercury Medicals en-patient trykmanometer fås både løst og integreret i f.eks. et hyperinflationssæt.

- Stor og farvekodet "skive" for forbedret synlighed af trykområder.
- Overvågning af BÅDE luftvejs- og PEEP-tryk.
- En-patientfunktion fjerner krydskontaminationsrisikoen.
- Latexfri.
- Nøjagtighed på ± 3 cm H₂O op til 15 cm H₂O.
- Nøjagtighed på ± 5 cm H₂O over 15 cm H.

* Mange af Mercurys Medicals CPR og hyperinflationssystemer er udstyret med in-line, farvekodede manometre.



Manometer, en-patient og farvekodet

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
1055352	Farvekodet manometer, 0-40 cm H ₂ O, engangs	20/1
1055350	Farvekodet manometer, 0-60 cm H ₂ O, engangs	20/1

Mercury Medical®