

ComfortCheck™

Blodtryksmanchetter til en-patient brug

ComfortCheck™ manchetter kombinerer stabil og konstant funktion med god patientkomfort. Disse manchetter er fremstillet i et blødt stofmateriale og mestrer patientkomfort, kombineret med en holdbarhed der svarer til et helt patientophold.



Egenskaber

- Til en-patient brug. Eliminere kostbare genbehandlingsprocedurer og problemer med kontaminering.
- Bedre infektionsbekæmpelse med manchetter til brug på en enkelt patient.
- Blødt, hvidt stofmateriale, komfortabelt for patienten.
- Opfylder anbefalingerne for AAMI og AHA manchetstørrelser.
- Farvekodet tryk på hver manchet gør det nemt at identificere manchetstørrelsen.
- Konstrueret som en direkte afløser for monitorproducenternes egne varemærker.




Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S
Marielundvej 46E, 2730 Herlev
T 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com

Bestillingsoplysninger




Enkeltslange manchetter

MONITOR

CAS 740/750 Criticare 508 Datascope Accutor Plus og Passport 2 Philips/ HP Siemens Spacelabs	Welch Allyn Vital Signs/Atlas (efter juli 2000)	Nihon Kohden Procyon og IPro	Welch Allyn Protocol Propaq	Poppa NIBP manchet- konnektor- systemet

MANCHETSTØRRELSE	FARVEKODE	OMKREDS PÅ ARM/ BEN	1-slange bajonetkonnektor	1-slange konnektor af skruetype	1-slange vridelåskonnektor, han	1-slange vridelåskonnektor, hun	1-slange Poppa konnektor
Barn	Grøn	11-22 cm	ZCC4401HP	ZCC4401D	ZCC4401MQM	ZCC4401MQF	ZCC4401P
Lille voksen	Lyseblå	16-28 cm	ZCC4301HP	ZCC4301D	ZCC4301MQM	ZCC4301MQF	ZCC4301P
Voksen	Marineblå	26-33 cm	ZCC4201HP	ZCC4201D	ZCC4201MQM	ZCC4201MQF	ZCC4201P
Voksen, lang	Marineblå	26-33 cm	ZCC4221HP	ZCC4221D	ZCC4221MQM	ZCC4221MQF	ZCC4221P
Stor voksen	Rød	33-41 cm	ZCC4101HP	ZCC4101D	ZCC4101MQM	ZCC4101MQF	ZCC4101P
Stor voksen, lang	Rød	33-41 cm	ZCC4121HP	ZCC4121D	ZCC4121MQM	ZCC4121MQF	ZCC4121P
Lår	Brun	39-55 cm	ZCC4001HP	ZCC4001D	ZCC4001MQM	ZCC4001MQF	ZCC4001P



Dobbeltslange manchetter

MONITOR

Critikon® Dinamap® Criticare 507 Invivo Research, MDE Nihon Koden (Lifescope L) Spacelabs	Datex-Ohmeda	GE Medical Eagle 4000 Tram 100/200/300	Manuel	Poppa NIBP manchet- konnektor- systemet

MANCHETSTØRRELSE	FARVEKODE	OMKREDS PÅ ARM/ BEN	2-slange konnektor af skruetype	2-slange vridelåskonnektor, han/hun	2-slange vridelåskonnektor, hun	2-slange manuel opblæsning med Luer, han	2-slange Poppa og manuel opblæsning
Barn	Grøn	11-22 cm	ZCC4402D	ZCC4402MQMF	ZCC4402MQF	ZCC4412L	ZCC4412P
Lille voksen	Lyseblå	16-28 cm	ZCC4302D	ZCC4302MQMF	ZCC4302MQF	ZCC4312L	ZCC4312P
Voksen	Marineblå	26-33 cm	ZCC4202D	ZCC4202MQMF	ZCC4202MQF	ZCC4212L	ZCC4212P
Voksen, lang	Marineblå	26-33 cm	ZCC4222D	ZCC4222MQMF	ZCC4222MQF	ZCC4232L	ZCC4232P
Stor voksen	Rød	33-41 cm	ZCC4102D	ZCC4102MQMF	ZCC4102MQF	ZCC4112L	ZCC4112P
Stor voksen, lang	Rød	33-41 cm	ZCC4122D	ZCC4122MQMF	ZCC4122MQF	ZCC4132L	ZCC4132P
Lår	Brun	39-55 cm	ZCC4002D	ZCC4002MQMF	ZCC4002MQF	ZCC4012L	ZCC4012P

Alle manchetter er pakket med 10 manchetter pr. kasse.