


Vi udvider vores sortiment af stomi caps.
STOMOCUR® Select Cap fås nu i tre
størrelser med OG uden filter!

SIKKER, DISKRET OG PÅLIDELIG.



Fordele:

Bredt udvalg af
forskellige stomi caps

Hypoallergen hydrokolloid
hudbeskyttelse

Meget god vedhæftning og hudkompatibilitet

Absorberende indlæg for
øget sikkerhed

Med blød non-woven på
begge sider

Let at bruge

STOMOCUR® Select Cap

Pakkeindhold: 30 stykker

Også efter
irrigation

	Hulstørrelse	Varenummer	Cap størrelse	Klæbende overflade Ø	Filter
NY	20 – 40 mm	CSC20SNF	60 mm	50 mm	Nej
	20 – 50 mm	CSC20	75 mm	60 mm	Ja
NY	25 – 50 mm	CSC25NF	75 mm	60 mm	Nej
NY	30 – 60 mm	CSC30LNF	85 mm	70 mm	Nej

Hvad fortæller artikelnummeret os?

Position 1: Pose	Position 2: Åbning	Position 3: Tilbydes 1	Position 4: Tilbydes 2
CSC = Colostomy Select Cap	20, 25, 30	L = Large S = Small	NF = No Filter

