

Undersøgelseshandske i Copolymer - Puddarfri



Transparent handske i copolymer, opklæbet på papir. En blød handske som bevarer god følesans i fingerspidserne. Egnede til hospitalsbrug. Findes som usteril- og sterilpakkede.

Længde: 28 cm $\pm$ 2%

Tykkelse: 0,03 mm

Steriliseringsmetode: Gamma

Farve: Transparent

Uden hul: AQL 1.5

Kemiske Data / Materiale

Copolymer af EVA

PVC- og Latex-fri

Klassifikation

EN ISO 13485, EN 455-1, EN 455-2,

EN 556-1, EN ISO 15223-1,

EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10

Standard

Usteril: MDR 2017/745, Class I

Steril: MDD 93/42/EEG, Class Is

Producent

Medioplast AB / www.medioplast.com

Varenummer	Beskrivelse	Æske	Trsp.karton
	Steril handske på papir - Enkeltvist pakket		
604510	Small, nr 6 - 6 ½	100	2400
604511	Medium, nr 7 - 7 ½	100	2400
604512	Large, nr 8 - 8 ½	100	2400
	Steril handske på papir - Parvist pakket		
604520	Small, nr 6 - 6 ½	50 par	1200 par
604521	Medium, nr 7 - 7 ½	50 par	1200 par
604522	Large, nr 8 - 8 ½	50 par	1200 par

Æske = mindste kvantitet/bestilling