

VAPrevent®

Opnå patientkomfort, personalets compliance og
infektionsforebyggelse

MEDI PLAST




Mundhygiejne løsninger



VAP-forebyggelse

Respiratorrelateret pneumoni (VAP) er en af hovedårsagerne til dødsfald blandt alvorligt syge patienter. Derfor er god mundhygiejne meget vigtig for at opretholde normal flora i munden og have færre infektioner. Medlines mundhygiejne-produktportefølje omfatter 24-timers sæt, der indeholder alt det, der er brug for til tilstrækkelig mundhygiejne i 24 timer. Det indeholder også individuelle bakker, der er ideelle til patienter med specielle mundhygiejnebehov. Bakker er også egnede til dem, der overføres fra intensivafdelingen, og ikke har brug for et helt 24-timers mundhygiejnesæt. Medlines produkter hjælper med at følge retningslinjerne for mundhygiejne for de mest sårbare patienter, mens de kæmper med VAP og nosokomial lungebetændelse (HAP) på hospitalet.

**Forskning viser, at
mundhygiejnevejledninger
kan reducere VAP med
46 %.¹**



af sygeplejersker i Europa mener, at de ikke har de passende værktøjer til at give deres patienter mundhygiejne.²



VAP påvirker 5 til 40 % af patienter, der har været i respirator i mere end 2 døgn.³



Undersøgelser fastslår, at VAP forlænger opholdet på intensivafdelingen med 6 til 10 dage.⁴



Forskere har rapporteret, at det kan koste mellem 10.800 euro og 51.000 euro at behandle VAP.⁵

Indholdsfortegnelse

24-Timers sæt	5
----------------------	----------

Alt-i-én-bakke	6
-----------------------	----------

Individuelle produkter	7
-------------------------------	----------

24-timers sæt fremmer den højeste grad af compliance.

Medlines 24-timers sæt har alle de nødvendige produkter til et døgn mundhygiejne for én patient og er pakket brugervenligt i en dispenser. De to forskellige typer af bakker er farvekodede for at hjælpe sundhedspersonale med hurtigt at finde ud af, hvilken en de skal bruge, og også for at andre let kan være sikre på at den rette pleje er udført. Desuden har dispenserens tre brugervenlige opbevaringsmuligheder takket være den praktiske plastik-/papirstrop, der gør, at du kan hænge pakken på væggen, på respiratoren eller placere den på sengebordet.

Varenummer	Beskrivelse	Tandbørstebakke	Swab bakke
Q400*	Q4 24-Timers Mundhygiejnesæt med fugtighedsmiddel	2x 1 sugetandbørste, 1 sugeswab 1 DenTips mundswab, 1 fugtighedsmiddel	4x 1 sugeswab, 1 DenTips mundswab, 1 fugtighedsmiddel
Q800*	Q8 24-Timers Mundhygiejnesæt med fugtighedsmiddel	2x 1 sugetandbørste, 1 sugeswab 2 DenTips mundswab, 1 fugtighedsmiddel	1x 1 sugeswab, 2 DenTips mundswab, 1 fugtighedsmiddel




Tip: Man kan kombinere 24-timers mundhygiejnesættet med vores antiplak mundskyl.

Alt-i-én-bakke designet til at være brugervenlig og forbedre processer

Sættet indeholder alle de produkter, man har brug for.



Den medfølgende kop er perfekt til hælde den ordinerede opløsning op i for at udføre mundhygiejnen.



Individuelt mundhygiejnesæt, standard*

Pakken indeholder:

- 2 grønne DenTips mundswabs behandlet med tandplejemiddel
- 1 pakke Medline mundskyl (7 ml)
- 1 pakke Medline mundfugtighedsgel (3 g).

MDS096013MEU	VAPprevent mundhygiejnesæt, standard	100 stk. pr. kasse (100 sæt pr. kasse)
--------------	--------------------------------------	---



Individuelt mundhygiejnesæt med sugeswab*

Pakken indeholder:

- 2 sugeswabs behandlet med tandplejemiddel
- 1 DenTips mundswab.

Findes også med mundskyl og mundfugtighedsmiddel

MDS09651300EU	Opløsningsfri VAPprevent-sæt med sugeswab	100 stk. pr. kasse (100 sæt pr. kasse)
MDS096513MEU	VAPprevent-sæt med sugeswab og væske	100 stk. pr. kasse (100 sæt pr. kasse)



Individuelt mundhygiejnesæt med sugetandbørste*

Pakken indeholder:

- 1 ubehandlet sugetandbørste
- 1 ubehandlet blå DenTips mundswab.

Findes også med mundskyl og mundfugtighedsmiddel

MDS09657200EU	Opløsningsfri VAPprevent-sæt med sugetandbørste	100 stk. pr. kasse (100 sæt pr. kasse)
MDS096572MEU	VAPprevent-sæt med sugetandbørste	100 stk. pr. kasse (100 sæt pr. kasse)

Tilbehør



Fleksibel sugeslangeforbindelse**

Den fleksible slangeforbindelse med to hunkonnektor gør, at der ikke er behov for at klippe slangen, så den passer til sugeudstyret.

VAPCONNECT	Forbindelse til sugeslange	25 stk. pr. æske (1.000 stk. pr. kasse)
------------	----------------------------	--

Fleksibel yankauersug med hunkonnektor

Disse yankauersug er egnede til brug ved oral aspiration, sugeassisteret laryngoskopi og luftvejsdekontaminering.

Y1800F	Fleksibel yankauersug med hunkonnektor, med 250 mm længde og 18-CH diameter	50 stk. pr. kasse
Y2200F	Fleksibel yankauersug med hunkonnektor, med 250 mm længde og 22-CH diameter	50 stk. pr. kasse



Individuelle produkter til implementering en trin-for-trin vejledning

DenTips® mundswab*

DenTips mundswab bruges til at fjerne slimophobning fra patientens mund. Grønne DenTips mundswabs, med en svamp behandlet med et tandplejemiddel, giver ekstra rensning af mundvæv.

MDS096202EU	Blå swabs, pakket enkeltvist	Ubehandlede	500 stk. pr. kasse (500 swabs pr. kasse)
MDS096206EU	Blå swab pakket i pose med 20 stk.	Ubehandlede	50 stk. pr. kasse (1000 swabs pr. kasse)
MDS096502EU	Grønne swabs, pakket enkeltvist	Behandlede	500 stk. pr. kasse (500 swabs pr. kasse)
MDS096504EU	Grønne swabs pakket i pose med 10	Behandlede	100 stk. pr. kasse (1.000 swabs pr. kasse)



Brug patientens eget spyt eller en smule vand til at aktivere tandplejemidlet.

Sugeswab og -tandbørste*

Sugeswab og -tandbørster kan tilsluttes et standardsug og kontrolleres ved at bruge tommelfingerporten.

MDS096525EU	Sugeswab, pakket enkeltvist	Behandlede	100 stk. pr. kasse (100 swabs pr. kasse)
MDS096575EU	Sugetandbørste, pakket enkeltvist	Ubehandlede	100 stk. pr. kasse (100 tandbørster pr. kasse)



Tandbørster

Voksen- og minitandbørsterne med specielt bløde børster er skånsomme mod tænder og gummer og giver en effektiv mundrensning.

MDS096082	Voksentandbørste	72 stk. pr. kasse
TB001**	Minitandbørste	500 stk. pr. kasse 100 stk. pr. æske



Mundfugtighedsmiddel

Ved at smøre Medlines mundfugtighedsmiddel på patientens læber og mundvæv v.h.a. DenTips mundswab beskyttes de mod udtørring.

MDS096803E	Mundfugtighedsmiddel	100 stk. pr. kasse
------------	----------------------	--------------------



Antiplak Mundskyl

Medline Antiplak Mundskyl hjælper med at fjerne tandsten. Den indeholder 0,12 % klorhexidin og xylitol, der fremmer ren, frisk og behagelig ånde. Derudover øger vedvarende brug effektiviteten af børstningen, og fjernelse af tandsten forøges, hvilket forbedrer tandkødshygiejnen.

MDSCHG15	Medline Antiplak Mundskyl	70 stk. pr. kasse
----------	---------------------------	-------------------



Medline forskellen

Løsninger af
høj kvalitet



Design
baseret på
compliance



Fantastisk
service



Forpligtelse
over for vores
kunder



Ekspertise i
patienthygiejne



Distribueret af:
Mediplast A/S
Marielundvej 46E
DK-2730 Herlev
Danmark
T 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com

FOLLOW US  

MEDI PLAST

Litteraturreferencer:

1. Sona, C. S., Zack, J. E., Schallom, M. E., McSweeney, M., McMullen, K., Thomas, J., Coopersmith, C. M., Boyle, W. A., Buchman, T. G., Mazuski, J. E., & Schuerer, D. J. E. (2008b). The Impact of a Simple, Low-cost Oral Care Protocol on Ventilator-associated Pneumonia Rates in a Surgical Intensive Care Unit. *Journal of Intensive Care Medicine*, 24(1), 54–62. <https://doi.org/10.1177/0885066608326972>.
2. Rello, J. et al. Oral care practices in intensive care units: A survey of 59 European ICUs. *Intensive Care Medicine* 33, 1066–1070 (2007).
3. Papazian, L., Klompas, M., & Luyt, C. E. (2020). Ventilator-associated pneumonia in adults: a narrative review. *Intensive Care Medicine*, 46(5), 888–906. <https://doi.org/10.1007/s00134-020-05980-0>.
4. Safdar N, Crnich CJ, Maki DG (2005). The pathogenesis of ventilator-associated pneumonia: its relevance to developing effective strategies for prevention. *Respiratory Care* 50(6):725–741.
5. Leistner R, Kankura L, Bloch A, Sohr D, Gastmeier P, Geffers C (2013). Attributable costs of ventilator-associated lower respiratory tract infection (LRTI) acquired on intensive care units: a retrospectively matched cohort study. *Antimicrobial Resistance and Infection Control* 2(1):13.

*Disse produkter er ikke-sterile, medicinsk udstyr i klasse I og beregnet til brug af sundhedspersonale.
Før brug skal brugsvejledningen og advarslerne læses på de tilhørende mærkater.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrig



**Dette produkt er et klasse I ikke-sterilt medicinsk udstyr beregnet til brug af sundhedspersonale.
Før brug skal brugsvejledningen og advarslerne læses på de tilhørende mærkater.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrig



Fleksibel Yankauersug med hunkonnektor er klasse IIa medicinsk udstyr beregnet til brug af sundhedspersonale.
Før brug skal brugsvejledningen og advarslerne læses på de tilhørende mærkater.



Shanghai International Holding Corp GmbH (Europa)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Tyskland



0197 (TÜV Rheinland)

Vi forbeholder os ret til at rette fejl, der måtte opstå i denne brochure.

© 2023 Medline og DenTips er registrerede varemærker tilhørende Medline Industries, LP. VAPprevent er et registreret varemærke tilhørende Medline Industries, LP. One Medline Place Mundelein, IL 60060, USA.
ML427_DA 03/2023.