

Pocketmask

- Pocketmask til engangsbrug, klar til brug med mund til maske-indblæsning ved hjerte-lungeredning
- Masken kan bruges på både børn og voksne. Til brug på børn vendes masken, så enden med "Nose"-markeringen ligger under hagen
- Masken har et løst mundstykke med envejsventil, et hydrofobt filter og ilttillkobling, hvor iltslange kan tilkobles ved behov
- Ved brug af masken til undervisningsformål (på fantom) fås blandt andet et mundstykke som tilbehør
- Opfylder standard: ISO EN 5356-1:2015
- Usteril

Lommemaske

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014218	Æske med maske og ekstra mundstykke. Passer til både børn og voksne. Engangs	16/128	

Materiale: Maske: PVC med DINP-blødgører - Kasse: PP - elastik (latexfri): PE - Mundstykke: PS
Filter: PP - Ventil: PVC-fri plast, silikone

Tilbehør - til brug i undervisningsøjemed

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014219	Ventil til lommemaske	10/200	

Materiale: Ventil: PVC-fri plast, silikone

6014220	Filter til lommemaske	10/50	
---------	-----------------------	-------	---

Materiale: Filter: PP

6014009	Mundstykke til lommemaske	50/1600	
---------	---------------------------	---------	---

Materiale: Mundstykke: PS

Æske = min. kvant/best