

Sekretsugesæt

- Sekretsugesæt til opsamling af sekretprøver i et lukket system, som gør håndteringen enkel og sikker.
- Komplet med konisk tilslutning til sugeslange samt sugekater, 14 CH, med blød afrundet spids
- Transparent ml-graderet beholder med ekstra låg, 25 ml
- Alt i en pakke, så man kun skal tilslutte sugeslange
- Sterile

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6066560-1	Sekretsugesæt	50/200	
Materiale: Sugekateter/slange: DEHP-fri PVC - Beholder: Polypropylen Låg: ABS / Polypropylen - Filter: Hydrofob, PTFE			

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6066561	Sekretsugesæt	50/200	
Materiale: Sugekateter/slange: TPEPolyefin-legering - Beholder: Polypropylen Låg: ABS / Polypropylen - Filter: Hydrofob, PTFE			

Æske = min. kvant/best