

Sekretsugesæt Trachealt

- Sekretsugesæt til opsamling af sekretprøver i et lukket system, som gør håndteringen enkel og sikker.
- Komplet med kegle for tilslutning til sugeslange og nippelkobling med vakuumkontrol for tilslutning til sugekateret
- Transparent spidsglas med ekstra låg, 10 ml
- Selvklæbende etiket, til notering af patientdata, medfølger
- Alt i en pakke, så man kun skal tilslutte sugekateret
- Opfylder standard: EN 556-1 :2001, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-7:2008, EN ISO 11607-1 :2009, EN I 041 :2008, EN 15986:2011, EN ISO 15223-1:2016
- Sterile

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6066565-1	Sekretsugesæt Trachealt, orange	50/200	
Materiale: Sugekateter/slange: DEHP-fri PVC med DOTP (DEHT)-blødgører Beholder: AS Copolymer, K-Resin - Låg: Polypropylen / HDPE			

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6066566	Sekretsugesæt Trachealt, grøn	50/200	
Materiale: Sugekateter/slange: TPE Polyefin-legering Beholder: AS Copolymer, K-Resin - Låg: Polypropylen / HDPE			

Æske = min. kvant/best