

Heimlich Ventil



Heimlich-ventilen anvendes til at behandle spontan og trykpneumothorax i akutsituationer og ved thoraxkirurgi.

PRODUKTFAKTA

- Enheden består af en plaststamme med en intern ensretterventil.
- Heimlich-ventilen sluttes til kateteret via den koniske konnektor. Ventilen tillader luft og væske at passere ud fra pleura, men forhindrer tilbagestrømning.
- Heimlich-ventilen fås også som et komplet sæt med en færdigmonteret opsamlingspose. Opsamlingsposen på 2000 ml har en aftapningsventil til at tømme væske og en udluftningsventil.
- Sterilt engangsprodukt.

TEKNISKE DATA

	Varenr.	Beskrivelse	Afd / Trpt fp
	6010530	Heimlich-ventil	50/50
	6010531	Heimlich ventil med 2000 ml opsamlingspose	10/10

Producent	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Ventil: PVC – DEHP + TOTM-blødgører Tilslutningsslange: Latexfrit gummi, styrenethylen / botylenstyren Opsamlingspose: PVC med DEHP-blødgører UNI EN ISO 10993-1 og UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Peel-pack papir/plast PET/PE (udvendigt) (indvendig) plastpose LDPE Formstøbt frp: OPA, PP, PE
Direktiver	Redax-produkter overholder det europæiske direktiv om medicinsk udstyr: CE europæisk direktiv 93/42 EØF og 2007/47/EF udført af TÜV Product Service (Germany)
Klassifikation	Klasse IIa - MDD 93/42 EC
Standard	Klasse II – type B i henhold til EN 60601-1 Kapslingsklasse efter IP-koden IPX0, i henhold til EN 60529 Civab Code PERRSLDV, assigned by ITLATBS Tecnologie Biomediche e Scientifiche – Civab Laboratory based in Trieste (ITA)
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C